


# 可溶性免疫チェックポイント分子 測定研究受託サービス


- 血中の可溶性免疫チェックポイント分子を自動で迅速かつ高感度に測定します。
- 3種類のバイオマーカー (sPD-1、sPD-L1、sCTLA-4\*) からご希望の測定項目をお選びいただけます。
- 検体を送付いただくだけで、測定は弊社で行い、測定結果をご報告いたします。

\*soluble form (可溶化分子)

## 癌細胞による免疫チェックポイント分子を介した不活性化経路




## 可溶性免疫チェックポイント分子の測定の流れ



## 可溶性免疫チェックポイント分子の分析性能

測定項目	最小検出感度	測定範囲
sPD-1	2 pg/mL	4-8,000 pg/mL
sPD-L1	3 pg/mL	8-18,000 pg/mL
sCTLA-4	0.1 pg/mL	0.3-1,200.0 pg/mL

## 測定研究受託サービスの流れ



本サービスは研究用のため、診断には使用できません。

製造販売元

シスメックス株式会社

お問い合わせ先

LS 事業本部 ラボアッセイ事業部

神戸市西区室谷 1-1-2 〒651-2241 Tel 070-1314-3016 Fax 078-991-2717

<https://www.sysmex.co.jp/>